

Anti-Gpd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P21695

Artikelnummer: CM0027572



Einführung

GPD1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glycerinstoffwechsels und der Leberfunktion in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GPD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2819
GeneID	2819
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-349 von humanem GPD1 (NP_005267.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21695
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel