

Anti-Gpd2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43304

Artikelnummer: CM0009446

Einführung

CamelBio bietet hochwertige Anti-GPD2 Kaninchen monoklonale Antikörper (P43304) an, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-GPD2, eine mitochondriale Glycerin-3-phosphat-Dehydrogenase, die entscheidend für die Glukosewahrnehmung von Pankreas-Beta-Zellen ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPD2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2820 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 43-325 von menschlichem GPD2 (NP_000399.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P43304
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel