

Anti-Gpd2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P43304

Artikelnummer: CM0023305

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes GPD2 (mitochondriale Glycerol-3-Phosphat-Dehydrogenase) für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Schlüsselkomponente der Glukoseerkennung durch Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-GPD2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper
Anmerkungen/Alias	GDH2, GPDM, mGDH, mGPDH, GPD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2820
Gen-ID	2820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-325 des humanen GPD2 (NP_000399.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43304
Proteinmasse	81 kDa
Versand	Eisbeutel