

Anti-Gper1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99527

Artikelnummer: CM0017714



Einführung

Kaninchen-polyclonaler GPER1-Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt GPER1 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Östrogensignalisierung, kardiovaskuläre und reproduktionsbiologische Forschung. Sw-Prot Q99527.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPER1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2852
GeneID	2852
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 307-375 des menschlichen GPER1 (NP_001496.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99527
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel