

Anti-GpIX/CD42A/Gp9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14770

Artikelnummer: CM0006427



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Thrombozyten-Glykoprotein IX (GPIX/CD42a/GP9) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Hämostase- und Thrombozytenadhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPIX/CD42a/GP9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Spezies	Mensch
GenID	2815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-140 von menschlichem GPIX/CD42a/GP9 (NP_000165.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14770
Proteinmasse	19kDa
Versand	Eisbeutel