

Anti-GpIX/Cd42A/Gp9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - P14770

Artikelnummer: CM0006582



Einführung

Dieser Kaninchen monoklonale Antikörper zielt auf humanes GPIX/CD42a (GP9), eine Untereinheit des GPIIb-V-IX-Komplexes, ab und ist für WB, IHC-P, ELISA validiert. Ideal für Studien zur Hämostase und Thrombozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPIX/CD42a/GP9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Spezies	Human
GenID	2815
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem GPIX/CD42a/GP9
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14770
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eistüte