

## Anti-Gpm6A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51674

Artikelnummer: CM0027902

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPM6A (M6A), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Für die Forschung zu neuronale Differenzierung und Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | GPM6A Rabbit pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Aliase | M6A; GPM6; GPM6A                                                                                                   |
| Art                | Mensch                                                                                                             |
| GenID (Mensch)     | 2823                                                                                                               |
| GenID              | 2823                                                                                                               |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GPM6A entspricht (NP_005268.1) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                          |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                             |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                       |
| SWISS              | P51674                                                                                                             |
| Proteingewicht     | 31 kDa                                                                                                             |
| Versand            | Eispackung                                                                                                         |