

## Anti-Gpn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcn4

Artikelnummer: CM0014243

### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GPN1 (XAB1/MBDIN). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur RNA-Polymerase-II-Assemblierung und zum Kernimport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GPN1 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1                                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 11321                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 255-374 von humanem GPN1 (NP_009197.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | Q9HCN4                                                                                                                     |
| Protein-Gewicht   | 42kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                  |