

Anti-Gpnmb Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14956

Artikelnummer: CM0018545

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GPNMB (NMB, HGFN), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Detektiert endogenes Protein bei ~64 kDa, geeignet für Studien in Onkologie und Dermatologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPNMB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NMB; HGFN; PLCA3; GPNMB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10457
Gen-ID	10457
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-486 des humanen GPNMB (NP_001005340.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14956
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel