

Anti-Gpr108 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npr9

Artikelnummer: CM0020990

Einführung

CamelBio bietet Anti-GPR108 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper (LUSTR2) für WB und ELISA an. Validiert in humanen, murinen und rattierten Proben. Geeignet für Golgi- und AAV-Transduktionsforschung. SWISS: Q9NPR9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR108 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LUSTR2; GPR108
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56927
GenID	56927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 33-260 von humanem GPR108 (NP_001073921.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPR9
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel