

Monoklonaler Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tds4

Artikelnummer: CM0004041



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GPR109A/HCAR2, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf den hochaffinen Niacin-Rezeptor, der die Adiponektin-Sekretion und Lipolyse reguliert, geeignet für metabolische und entzündungsbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR109A/HM74A/HCAR2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliasse	HCA2; HM74a; HM74b; PUMAG; NIACR1; Puma-g; GPR109A; GPR109A/HM74A/HCAR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	338442
GenID	338442
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem GPR109A/HM74A/HCAR2 entspricht (NP_808219.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8TDS4
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eispackung