

Anti-Gpr141 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z602

Artikelnummer: CM0016596

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPR141, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Orphan-GPCRs und Studien zu Zellmembranrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR141 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGR13; GPR141
Spezies	Human
GenID	353345
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem GPR141 (NP_001316922.1) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7Z602
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel