

Polyklonaler Anti-Gpr151-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tdv0

Artikelnummer: CM0020851

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane GPR151, einen protonensensitiven G-Protein-gekoppelten Rezeptor (GPCR). Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche und GPCR-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR151-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	134391
GeneID	134391
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 310-419 des humanen GPR151 (NP_919227.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDV0
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku