

Anti-Gpr153 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Nv75

Artikelnummer: CM0024420

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GPR153 (PGR1), einen orphan G-Protein-gekoppelten Rezeptor. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal für GPCR-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GPR153 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGR1; GPR153
Spezies	Human
GeneID (Human)	387509
GeneID	387509
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen GPR153 (NP_997253.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6NV75
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eistasche