


Anti-Gpr155-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z3F1

Artikelnummer: CM0024507



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GPR155 gerichtet ist, einen lysosomalen Cholesterinsensor für die mTORC1-Signalübertragung. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die metabolische Signalübertragungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR155 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEP.7; PGR22; DEPDC3; GPR155
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	151556
GenID	151556
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 721-870 von menschlichem GPR155 (NP_001028217.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7Z3F1
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel