


Anti-Gpr17 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13304

Artikelnummer: CM0030332



Einführung

CamelBio bietet GPR17 Kaninchen-Polyclonalen Antikörper (Q13304), validiert für WB, ELISA, zum Nachweis von Human, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Uracilnukleotid/Cysteinylleukotrien-Rezeptor und Studien zu Hirnischämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPR17
Spezies	Mensch
Gen-ID	2840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-94 von menschlichem GPR17 (NP_005282.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13304
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel