

Anti-Gpr22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99680

Artikelnummer: CM0022147

Einführung

GPR22 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-GPR22. Orphan-GPCR, beteiligt an der G(i)/G(o)-Signalübertragung und Ziliogenese. Ideal für Anwendungen in der Herz-Kreislauf- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR22 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	GPR22
Spezies	Human
GeneID (Human)	2845
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen GPR22 (NP_005286.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99680
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku