

Anti-Gpr32-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075388

Artikelnummer: CM0023288

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPR32 (DRV1/RVDR1) für Western Blot und ELISA. Validierte Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRV1; RVDR1; GPR32
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2854
GenID	2854
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GPR32 (NP_001497.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075388
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel