

Anti-Gpr35 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc97

Artikelnummer: CM0024117



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GPR35 gerichtet ist, einen an der Immunreaktion, dem Kardioprotektion und Entzündungen beteiligten GPCR. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für GPCR-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR35 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPR35
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2859
Gen-ID	2859
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem GPR35 (NP_005292.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9HC97
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel