

Anti-Gpr37-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15354

Artikelnummer: CM0022038

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Prosaposin-Rezeptor GPR37 (PAELR/EDNRBL), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-GPR37 und unterstützt Untersuchungen zur Myelinisierung, Entzündung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	GPR37-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Abkürzungen	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2861
GeneID	2861
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 40-180 des humanen GPR37 (NP_005293.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15354
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlpack