

Anti-Gpr4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46093

Artikelnummer: CM0021041



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GPR4, validiert für WB und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Signalübertragung protonensensitiver GPCRs bei der pH-Homöostase und der Atemregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPR6C.I.; GPR4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2828
GeneID	2828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 283-362 des humanen GPR4 (NP_005273.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46093
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku