

Polyklonaler Anti-Gpr55-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Y2T6

Artikelnummer: CM0016482



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GPR55 (LPIR1), validiert für WB, IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Für Forschungszwecke in Studien zur GPCR-Signalübertragung und zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR55-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	LPIR1; GPR55
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9290
GeneID	9290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 210-319 des humanen GPR55 (NP_005674.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2T6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku