

Anti-Gpr62 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzj7

Artikelnummer: CM0024513

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPR62 (GPCR8, KPG_005), hergestellt gegen ein synthetisches Peptid. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von orphanen GPCR-Signalwegen in Hirngewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GPR62 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	GPCR8; KPG_005; GPR62
Spezies	Mensch
GeneID	118442
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem GPR62 (NP_543141.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZJ7
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel