


Anti-Gpr68-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15743

Artikelnummer: CM0019388



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPR68, validiert für WB und ELISA. Detektiert endogenes GPR68 in humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung zu pH-Sensorik und Mechanotransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR68 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OGR1; AI2A6; GPR12A; GPR68
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8111
GenID	8111
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 276-365 von humanem GPR68 (NP_003476.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15743
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel