

Anti-Gpr82 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96P67

Artikelnummer: CM0019111

Einführung

Untersuchen Sie den orphan G-Protein-gekoppelten Rezeptor 82 mit diesem Kaninchen-polyklonalen Antikörper. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Zellmembranrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR82 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPR82
Spezies	Mensch
GenID	27197 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GPR82 entspricht (NP_543007.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96P67
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel