

Anti-Gprc5A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nfj5

Artikelnummer: CM0027247

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen GPRC5A (RAIG-1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Erkennt das humane und murine Retinsäure-induzierte Protein 3, einen Lungentumorsuppressor. Ideal für die Krebsforschung und GPCR-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPRC5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPRC5A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9052
Gen-ID	9052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 268-357 von humanem GPRC5A (NP_003970.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NFJ5
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel