

Monoklonaler Anti-Gprc5B-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzh0

Artikelnummer: CM0002915

Einführung

Monoklonaler Anti-GPRC5B-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches GPRC5B mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu GPCRs und Zellvolumenregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPRC5B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51704
GenID	51704
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 304-403 von menschlichem GPRC5B entspricht (NP_057319.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NZH0
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel