


Anti-Gprc5D Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nzd1

Artikelnummer: CM0012789



Einführung

Forschungsgradiger Kaninchen-Anti-Human GPRC5D monoklonaler Antikörper, -konjugiert, für Durchflusszytometrie (FC). Validiert an menschlichen Proben; auf Eisbeuteln versandt. UniProt: Q9NZD1. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human GPRC5D mAk
Bemerkungen/Alias	GPRC5D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55507
Gen-ID	55507
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GPRC5D (NP_061124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZD1
Proteingewicht	34kDa/36kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel