

Anti-Gprc6A Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T6X5

Artikelnummer: CM0026463

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPRC6A (GPCR33) für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der GPRC6A-vermittelten Signalübertragung, Hormonregulation und Gewebeexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPRC6A Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	GPCR; bA86F4.3; GPRC6A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	222545
GenID	222545
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-590 des humanen GPRC6A (NP_683766.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5T6X5
Proteinmasse	105 kDa
Versand	Eisverpackung