


Anti-Gpsm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P81274

Artikelnummer: CM0013761



Einführung

Hochwertiger GPSM2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichen und Maus-Proben; zielt auf G-Protein-Signalmodulator 2 (LGN) ab, der an der Organisation des mitotischen Spindelapparats und der asymmetrischen Zellteilung beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	GPSM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29899
GenID	29899
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 380-490 von menschlichem GPSM2 (NP_037428.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P81274
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel