

Anti-Gpt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24298

Artikelnummer: CM0024822

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Alanin-Aminotransferase 1 (GPT/ALT1). Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus- und Ratten-GPT. Nützlich für die Erforschung des Leberstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2875
GeneID	2875
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-190 des humanen GPT (NP_005300.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24298
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eistasche