

Anti-Gpt2 Monoklonaler Maus-Antikörper Für Wb - Q8Td30

Artikelnummer: CM0007258



Einführung

Monoklonaler Maus-Antikörper gegen humane Alanin-Aminotransferase 2 (GPT2/ALT2), gewonnen gegen rekombinantes Protein (AS 358-456). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPT2 Maus-mAb
Anmerkungen/Alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Spezies	Human
GeneID (Human)	84706
GeneID	84706
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 358 - 456 des humanen GPT2 (Q8TD30) enthält.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TD30
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel