

Anti-Gpt2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Td30

Artikelnummer: CM0021895



Einführung

Kaninchen-anti-GPT2-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert spezifisch mit humanem GPT2 (Alanin-Aminotransferase 2), einem Schlüsselenzym des Stoffwechsels mit Bedeutung für neurologische Erkrankungen. Ideal für die Erforschung des Aminosäurestoffwechsels und Biomarker-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	84706
GeneID	84706
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 310-410 des humanen GPT2 entspricht. (NP_597700.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TD30
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel