


Anti-Gpx1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07203

Artikelnummer: CM0006372



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches GPX1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Redoxhomöostase und Hydroperoxidreduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GPXD; GSHPX1; GPX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2876
GenID	2876
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem GPX1 entspricht (NP_000572.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07203
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel