


Polyklonaler Anti-Gpx1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07203

Artikelnummer: CM0014697



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes GPX1 für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GPX1. Ideal für Studien zur Redox-Homöostase und Lipidperoxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPXD, GSHPX1, GPX1
Art	Mensch
Gen-ID	2876
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen GPX1 (NP_000572.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07203
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel