


Anti-Gpx2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18283

Artikelnummer: CM0014193



Einführung

GPX2 Kaninchen pAb detektiert humanes, murines und Ratten-GPX2 (P18283) per WB, IHC-P, ELISA. Rekombinantes Immunogen, validiert für Forschungsanwendungen im Bereich Redox und GI. Optimiert für Studien zur Funktion der Glutathionperoxidase 2 in Leber- und Magen-Darm-Geweben gewährleistet dieses polyklonale Antikörper eine zuverlässige Detektion in mehreren Testformaten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPX-GI; GPX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2877
GenID	2877
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-180 des menschlichen GPX2 (NP_002074.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18283
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel