


Anti-Gpx3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P22352

Artikelnummer: CM0018475



Einführung

Human-GPX3-Kaninchen-polyklonaler Antikörper (GPx-P) für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist die extrazelluläre Glutathionperoxidase, ein antioxidatives Enzym, das Zellen vor oxidativen Schäden schützt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPx-P; GSHPx-3; GSHPx-P; GPX3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2878
GeneID	2878
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GPX3 entspricht (NP_002075.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P22352
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel