


Anti-Gpx4 Monoklonaler Antikörper Für Wb - P36969

Artikelnummer: CM0002193



Einführung

Validieren Sie die GPX4-Proteinexpression mit diesem Knockout-validierten Kaninchen-Monoklonalantikörper. Geeignet für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen bei Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Ferroptose und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] GPX4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [KD Validated] GPX4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2879
Gen-ID	2879
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GPX4 (P36969) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36969
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel