


Anti-Gpx4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P36969

Artikelnummer: CM0009232



Einführung

Anti-GPX4 Kaninchen monoklonaler Antikörper mit hoher Affinität (KD validiert) für Western Blot, IF, IHC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem GPX4. Ideal für Ferroptose- und oxidativen Stressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD Validiert] GPX4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; [KD Validiert] GPX4
Spezies	Mensch
Gen-ID	2879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 74-197 von humanem GPX4 (NP_002076.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36969
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel