


Anti-Gpx4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Kd Validiert] Für Wb, Ihc, If, Elisa - P36969

Artikelnummer: CM0010583



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GPX4, validiert für Western Blot, IHC, IF und ELISA. Erkennt einen wichtigen Regulator der Antioxidation und Ferroptose, mit Kreuzreaktivität über Proben von Mensch, Maus und Ratte hinweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] GPX4 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Aliase	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 74-197 von humanem GPX4 (NP_002076.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36969
Proteinmasse	20 kDa/22 kDa
Versand	Eisbeutel