


Anti-Gpx4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Artikelnummer: CM0013042



Einführung

GPX4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-GPX4, einer essenziellen Phospholipid-Hydroperoxidase, die Zellen vor Ferroptose und oxidativen Schäden schützt. Ideal für Redoxbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCSP; SMD5; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2879
GenID	2879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-197 von GPX4 (NP_002076.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36969
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel