


Anti-Gpx7 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96SI4

Artikelnummer: CM0025979



Einführung

Anti-GPX7 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche, murine und Ratten-GPX7, eine ER-Thiol-Peroxidase, die an Redoxhomöostase und oxidative Proteinfaltung beteiligt ist. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX7 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	GPX6; CL683; GPx-7; NPGPx; GSHPx-7; GPX7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2882
GeneID	2882
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-187 von menschlichem GPX7 (NP_056511.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96SL4
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eispackung