


Anti-Gpx8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ted1

Artikelnummer: CM0022315



Einführung

Anti-GPX8 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten GPX8, eine ER-Thiolperoxidase, die für die Redox-Homöostase und Disulfidbildung entscheidend ist. Unterstützt Studien zu oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPX8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPx-8; UNQ847; EPLA847; GSHPx-8; GPX8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	493869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 41-209 des humanen GPX8 (NP_001008398.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TED1
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel