

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Granulin-Antikörper Für Wb, Elisa - P28799

Artikelnummer: CM0006381



Einführung

Monoklonaler Anti-Granulin-(PGRN/GP88)-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Richtet sich gegen lysosomale Funktionen und Entzündungswege; ideal für die Krebs- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Granulin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2896
GeneID	2896
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 494-593 des humanen Granulins (NP_002078.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P28799
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Ice-Bag