

Anti-Granulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P28799

Artikelnummer: CM0028997



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Granulin (PGRN/GP88), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zu lysosomaler Funktion, Entzündung und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Granulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granulin
Spezies	Human
GeneID (Human)	2896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-593 von humanem Granulin (NP_002078.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28799
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eistasche