

Anti-Granzym B Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04187

Artikelnummer: CM0028626

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Maus-Granzym B (P04187), geeignet für WB und ELISA. Granzym B ist eine wichtige Serinprotease bei der durch zytotoxische T-Zellen und NK-Zellen vermittelten Apoptose und Pyroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Granzym B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GZB; CCP1; Ctla1; Ctla-1; CCP-1/C11
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3002
GeneID	14939
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 141-240 von Maus-Granzym B entspricht (NP_038570.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04187
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel