

Anti-Granzyme B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10144

Artikelnummer: CM0023771



Einführung

Granzyme B Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und Maus-Granzyme B (~28kDa). Ideal für die Erforschung von Apoptose, Pyroptose und Immunzytotoxizität. Synthetisches Peptid-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Granzyme B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSG1; Granzyme B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3002
Gen-ID	3002
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10144
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel