

Anti-Grap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13588

Artikelnummer: CM0014804

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes GRAP (GRB2-related adapter protein) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Zuverlässiges Werkzeug für die Ras-Signaltransduktion, die Biologie des Innenohrs und die Taubheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GRAP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB114; GRAP
Spezies	Human
GenID (Human)	10750
GenID	10750
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 128-217 von humanem GRAP (NP_006604.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13588
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel