

Anti-Grasp65 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Artikelnummer: CM0006630



Einführung

Hochwertiger GRASP65 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Golgi-Biologie und Zellstrukturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRASP65 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Spezies	Human
GenID	64689
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQQ3
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche