

Anti-Grasp65 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqq3

Artikelnummer: CM0029243



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GRASP65 (GORASP1, GOLPH5), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein 46 kDa Golgi-Stapelungsprotein, das an der Bildung des Golgi-Bandes, der Mitose und dem Vesikel-Docking beteiligt ist. Ideal für Apoptose- und Trafficking-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRASP65 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	P65; GOLPH5; GRASP65
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64689
Gen-ID	64689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 221-440 des humanen GRASP65 (NP_114105.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BQQ3
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel